



Peragaan Pembibitan Pisang

Desain Percobaan Pembibitan bibit pisang, 10 bibit menggunakan NEB, 10 bibit tanpa kontrol obat

Petunjuk Penggunaan Metode Penggunaan: Drench atau foliar (direkomendasikan foliar)
Larutan: 10 ml NEB/1 L air (10 ml/L) untuk drench atau foliar
Dosis Drench: Drench 100 ml NEB/larutan air per tanaman
Foliar: Semprotkan hingga daun basah keseluruhan (mengalir)
Petunjuk: Mulai terapkan NEB pertama pada transplantasi kultur jaringan ke dalam plybag
Evaluasi: 8 minggu

Pupuk & Kimia Ikuti / sesuaikan dengan program normal pemupukan dan kimia Anda.

- Rekomendasi Evaluasi**
1. Pertumbuhan dan Perkembangan akar, cuci tanah dari massa akar
 2. Lebar batang, tinggi tanaman dan klasifikasi distribusi ukuran (≤ 17 cm and ≥ 18 cm)
 3. Ukuran daun, panjang dan jumlah daun

Catatan selama Evaluasi Akar dan dedaunan yang lebih besar dan maju.
Manfaat: berkurangnya waktu di pembibitan memungkinkan perputaran persediaan yang lebih banyak meningkatkan produktivitas pembibitan, mengurangi biaya, mengurangi mortalitas, mengurangi tekanan kejut transplantasi dan meningkatkan pembentukan transplantasi.

Penerapan Komersial Dosis ini hanya untuk percobaan. Untuk uji coba lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan, terapkan NEB pada bidang yang ada sesuai rekomendasi Agmor

