



Pamamaraan sa Pagtanim ng Mais

Disenyo ng Pagsubok Pagsubok ng taniman. Sampung (10) halaman sa isang hilera na merong NEB at sampung (10) halaman sa pangalawang hilera na walang NEB.

Paraan ng paggamit Paraan ng paglagay: Basain ang halaman
Pagtimpla: Ihalo ang 2.5 ml ng NEB sa bawat 1 litro ng tubig (2.5 ml/L)
Dami: Basain ng 100 mL NEB (pinagtunaw na gamot at tubig) ang bawat halaman
Paglagay: Isang beses pagkatapos ng tatlong (3) linggo matapos itanim
Pagsusuri: Tatlong (3) linggo pagkatapos maglagay ng NEB anim (6) na linggo pagkatapos itanim)

Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan Ng pagsusuri Suriin ang sampung (10) halaman sa bawat hilera. Mas maiging suriin ang ugat at yabong ng dahon (ingatang hukayin ang ugat at hugasan ng tubig)

Mga dapat tandaan sa pagsusuri Laki ng tangkay, bilang ng dahon at tibay ng halaman. Kung hinukay ang ugat, tingnan ang kulay, laki at salansan nito.

Malawakang paggamit Ito ay dosis para sa mabilisang tatlong (3) linggong pagsubok. Sa pagsubok hanngang sa ito ay maani, mag-apply ng tamang dami ng NEB ayon sa rekomendasyon ng Agmor.

WEIGHTS	Timbang ng Ugat 10 halaman	Timbang ng Dahon 10 halaman	Kabuuang Ugat + Kadahnan 10 halaman
Walang NEB	334.2 g	2,114.3 g	2,448.5 g
Merong NEB	674.3 g	3,672.3 g	4,346.6 g

Malalaking mga ugat, bilog na punongtangkay, , ma lusog na pagtubo



Walang NEB



Merong NEB

