



Pamaraan sa pagtanim ng Labanos

Disenyo ng Pagsubok Pagsubok ng taniman. Dalawang hilera ng labanos: isa ay merong NEB at ang pangalawa ay walang NEB

Paraan ng paggamit Paraan ng paglagay: Pagbasa sa halaman
Pagtitimpla: 4 ml NEB/10 L tubig
Dosis: Basain ng 25 ml of NEB (pinagtunaw na tubig at gamot) ang bawat halaman
Para sa mabilisang paglagay, basain ng 100 ml at hatiin ang pagitan ng apat (4) na halaman
Paglagay: Mula pagtanim, dalawampung (20) araw pagkatapos itanim, apatnapung (40) araw pagkatapos itanim.
Pagsusuri: Panahon ng ani (mabilang paghinog ng ani)

Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan ng pagsusuri Panahon ng pag-ani, timbangin ang karaniwang bunga para sa benispisyo nito. Ihalintulad ang pagkalago ng dahon at lamang ng yabong nito

Tandaan Ang labanos sa ibabang larawan ay inani bago pa ang tamang gulang nito alinsunod sa panahon ng ani. Ang labanos ay wala pa sa sapat na gulang para ito ay anihin



	Timbang ng Ugat	Timbang ng Kadahunan	Kabuuang Ugat + Kadhunan
Walang NEB	43 g	233 g	276 g
Merong NEB	78 g	402 g	480 g