



Pamamaraan sa Pagtatanin ng Tubo

Disenyo ng Pagsubok Pagsubok ng taniman. Sampung (10) halaman sa isang hilera na merong NEB at sampung (10) halaman sa pangalawang hilera na walang kemikal.

Paraan ng paggamit **Paraan ng paglagay:** Dilig
Pagtitimpla: Ibuho sa 10 mL ng NEB sa bawat isang litro ng tubig (10 ml/L)
Dami ng Pagdilig: Diligin ng 250 mL timpladong solusyon (NEB at tubig) ang bawat halaman
Paglagay: Magdilig ng isang beses sa paglipat tanim at ikalawang pagdilig pagkatapos ng apatnaput limang (45) araw pagkatapos magtanim

Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan ng pagsusuri Suriin ang sampung (10) halaman sa bawat hilera. Mas maiging suriin ang ugat at yabong ng dahon (ingatang hukayin ang ugat at hugasan ng tubig)

Mga dapat tandaan sa pagsusuri Suriin ang laki ng dahon at tibay ng halaman. Kung hinukay ang ugat, tingnan ang kulay, laki, dami at salansan nito.

Malawakang paggamit Ito ay dosis para sa mabilisang siyamnapung (90) araw na pagsubok. Kung tatapusin ang pagsubok hangat sa maani, maglagay sa tamang dami ng NEB ayon sa rekomendasyon ng Agmor.

Malalaking puno at mayabong na dahon

