



Pamamaraan sa pagtanim ng Kamatis

Disenyo ng Pagsubok Pagsubok sa taniman. Sampung (10) halaman sa isang hilera na merong NEB at sampung (10) halaman sa pangalawang hilera na walang halong gamot o kemikal.

Paraan ng paggamit Paraan ng paglagay: Basain ang halaman Pagtimpla: 5 ml NEB/1 L tubig (5 ml/L)
Dosis/Dami: Basain ng 250 ml NEB (pinagtunaw na gamot at tubig) sa bawat halaman
Paglagay: Maglagay ng isang beses sa paglipat tanim o 3-4 linggo mula ng itinanim
Pagsusuri: Tatlong (3) linggo pagkatapos ilagay ang NEB

Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan ng pagsusuri Suriin ang sampung (10) halaman sa bawat hilera. Mas maiging suriin ang ugat at yabong ng dahon (ingatang hukayin ang ugat at hugasan ng tubig)

Mga dapat tandaan sa pagsusuri Pasinin ang sukat ng ugat, kapal ng tangkay, yabong ng halaman at pag-unlad nito

Malawakang paggamit Ito ay dosis para sa mabilisang tatlong (3) linggong pagsubok. Sa pag-subok hanggat sa ito ay maani, mag-apply sa tamang dami ng NEB ayon sa rekomendasyon ng Agmor.



Walang NEB

Merong NEB

Malalapad na mga ugat, matitibay na mga punung-tangkay, malalagong kadahunan

Pamamaraan sa pagtanim ng Kamatis